

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU GUARDA OCLUSAL

- El tiempo de adaptación normal es aproximadamente dos semanas.
- Puede notar aumento en la salivación los primeros días de uso.
- Su ajuste y desgaste deben ser revisados una vez al año.
- Después de usarla, use un cepillo exclusivo y jabón de manos para limpiarla, permita que se seque completamente y entonces debe ser conservada en la caja plástica provista.
- Una vez a la semana debe ser desinfectada, para lo que puede usar pastillas efervescentes o una mezcla de agua y enjuague bucal, 50/50 por treinta minutos.
- Al ser retirada es normal sentir la mordida un poco diferente y una sensación de presión sobre los dientes.
- Debe ser reemplazada a los tres años.
- El material es frágil y uno de los accidentes más comunes es la caída accidental en el baño, tenga cuidado, por favor.